

Wykaz badań wykonywanych w lokalizacji Laboratorium SKDJ

Nazwa badania /analitu/ <i>Kolejność alfabetyczna</i>		Materiał do badania	Rodzaj próbówki/ pojemnika na materiał	Tryb wykonywania badań	Czas oczekiwania na wynik
AFP w PJC		Płyn z jamy ciała	Pojemnik na mocz lub próbówka bez dodatków	R/D/C	1d
Albumina		Surowica	Probówka z białym korkiem	R/D/C	1d
Albumina w DZM		Mocz – zbiórka moczu	Pojemnik na mocz	R/D/C	1d
Albumina w PJC		Płyn z jamy ciała	Pojemnik na mocz lub próbówka bez dodatków	R/D/C	1d
Albumina w porcji moczu		Mocz	Pojemnik na mocz	R/D/C	1d
Alfa-fetoproteina (AFP)		Surowica	Probówka z białym korkiem	R/D/C	1d
Alkohol etylowy w surowicy		Surowica Pełna próbówka	Probówka z białym korkiem	R/D/C	1d
ALP /fosfataza alkaliczna/		Surowica	Probówka z białym korkiem	R/D/C	1d
ALT		Surowica	Probówka z białym korkiem	R/D/C	1d
Amikacyna		Surowica	Probówka z białym korkiem	R/D/C	1d
Amoniak w osoczu		Osocze wersenianowe na lodzie	Probówka z czerwonym korkiem /EDTA/	R/D/C	1d
Amylaza w PJC		Płyn z jamy ciała	Pojemnik na mocz lub próbówka bez dodatków	R/D/C	1d
Amylaza w płynie z drenu		Płyn z drenu	Probówka z białym korkiem	R/D/C	1d
Amylaza w porcji moczu		Mocz	Pojemnik na mocz	R/D/C	1d
Amylaza w surowicy		Surowica	Probówka z białym korkiem	R/D/C	1d
Anty Xa LMWH (<i>Pobranie 4 h od podania leku</i>)		Osocze cytrynianowe 3,2%	Probówka z zielonym korkiem	R/D/C	1d
Anty Xa UFH (<i>Pobranie 4 h od podania leku</i>)		Osocze cytrynianowe 3,2%	Probówka z zielonym korkiem	R/D/C	1d
Antygen Helicobacter pylori w kale - jakościowo		Kał	Pojemnik na kał	R/D/C	1d
Antygen karcinoembrionalny (CEA) w PJC		Płyn z jamy ciała	Pojemnik na mocz lub próbówka bez dodatków	R/D/C	1d
Antygen karcinoembrionalny (CEA) w surowicy		Surowica	Probówka z białym korkiem	R/D/C	1d
Antytrombina		Osocze cytrynianowe 3,2%	Probówka z zielonym korkiem	R/D/C	1d
Apiksaban przed podaniem kolejnej dawki leku		Osocze cytrynianowe 3,2%	Probówka z zielonym korkiem	R	1d
aPTT		Osocze cytrynianowe 3,2%	Probówka z zielonym korkiem	R/D/C	1d
AST		Surowica	Probówka z białym korkiem	R/D/C	1d
Badanie ogólne moczu (profil)		Mocz	Pojemnik na mocz	R/D/C	1d
Badanie ogólne płynu mózgowo- rdzeniowego	Badanie właściwości fizykochemicznych PMR	Płyn mózgowo-rdzeniowy	Pojemnik na mocz	R/D/C	1d
	Białko całkowite w PMR	Płyn mózgowo-rdzeniowy	Pojemnik na mocz	R/D/C	1d
	Chlorki w PMR	Płyn mózgowo-rdzeniowy	Pojemnik na mocz	R/D/C	1d
	Cytoza PMR z wykorzystaniem techniki fluorescencyjnej cytometrii przepływowej	Płyn mózgowo-rdzeniowy	Probówka z czerwonym korkiem /EDTA/	R/D/C	1d
	Glukoza w PMR	Płyn mózgowo-rdzeniowy	Pojemnik na mocz	R/D/C	1d
	Mleczany w PMR	Płyn mózgowo-rdzeniowy	Pojemnik na mocz	R/D/C	1d
Badanie ogólne płynu stawowego		Płyn stawowy	Probówka z czerwonym korkiem /EDTA/	R/D/C	1d

	techniki fluorescencyjnej				
	Badanie właściwości fizykochemicznych	Płyn stawowy	Pojemnik na mocz	R/D/C	1d
	Ocena kryształów	Płyn stawowy	Pojemnik na mocz	R/D/C	1d
	Kwas moczowy	Płyn stawowy	Pojemnik na mocz	R/D/C	1d
	Białko	Płyn stawowy	Pojemnik na mocz	R/D/C	1d
	Glukoza	Płyn stawowy	Pojemnik na mocz	R/D/C	1d
	LDH	Płyn stawowy	Pojemnik na mocz	R/D/C	1d
Badanie ogólne płynu z jam ciała (+surowica)	Badanie właściwości fizykochemicznych PJC	Płyn z jamy ciała	Pojemnik na mocz lub probówka bez dodatków	R/D/C	1d
	Ocena mikroskopowa PJC	Płyn z jamy ciała	Pojemnik na mocz lub probówka bez dodatków	R/D/C	3d
	Cytoza w PJC	Płyn z jamy ciała	Probówka z czerwonym korkiem /EDTA/	R/D/C	1d
	Białko całkowite w PJC	Płyn z jamy ciała	Pojemnik na mocz lub probówka bez dodatków	R/D/C	1d
	LDH w PJC	Płyn z jamy ciała	Pojemnik na mocz lub probówka bez dodatków	R/D/C	1d
	Albumina w PJC	Płyn z jamy ciała	Pojemnik na mocz lub probówka bez dodatków	R/D/C	1d
	Glukoza w PJC	Płyn z jamy ciała	Pojemnik na mocz lub probówka bez dodatków	R/D/C	1d
	Mleczany w PJC	Płyn z jamy ciała	Probówka z czerwonym korkiem /EDTA/	R/D/C	1d
	Białko całkowite w surowicy	Surowica	Probówka z białym korkiem	R/D/C	1d
	LDH (dehydrogenaza mleczanowa)	Surowica	Probówka z białym korkiem	R/D/C	1d
	Albumina	Surowica	Probówka z białym korkiem	R/D/C	1d
	Glukoza przygodna	Surowica	Probówka z białym korkiem	R/D/C	1d
	Mleczany	Osocze wersenianowe	Probówka z czerwonym korkiem /EDTA/	R/D/C	1d
Badanie właściwości fizykochemicznych PJC		Płyn z jamy ciała	Pojemnik na mocz lub probówka bez dodatków	R/D/C	1d
Białko całkowite w DZM		Mocz – zbiórka moczu	Pojemnik na mocz	R/D/C	1d
Białko całkowite w PJC		Płyn z jamy ciała	Pojemnik na mocz lub probówka bez dodatków	R/D/C	1d
Białko całkowite w płynie dializacyjnym		Płyn dializacyjny	Probówka z białym korkiem	R/D/C	1d
Białko całkowite w porcji moczu		Mocz	Pojemnik na mocz	R/D/C	1d
Białko całkowite w surowicy		Surowica	Probówka z białym korkiem	R/D/C	1d
Białko C-reaktywne (CRP)		Surowica	Probówka z białym korkiem	R/D/C	1d
Bilirubina bezpośrednia (związana)		Surowica	Probówka z białym korkiem	R/D/C	1d
Bilirubina całkowita		Surowica	Probówka z białym korkiem	R/D/C	1d
Bilirubina frakcje (PAKIET)	Bilirubina całkowita, Bilirubina bezpośrednia, Bilirubina pośrednia	Surowica	Probówka z białym korkiem	R/D/C	1d
Bilirubina w PJC		Płyn z jamy ciała	Pojemnik na mocz lub probówka bez dodatków	R/D/C	1d
Bilirubina w płynie z drenu		Płyn z drenu	Probówka z białym korkiem	R/D/C	1d
CA 125		Surowica	Probówka z białym korkiem	R/D/C	1d
CA 15-3		Surowica	Probówka z białym korkiem	R/D/C	1d
CA 19-9		Surowica	Probówka z białym korkiem	R/D/C	1d

CA125 w PJC		Płyn z jamy ciała	Pojemnik na mocz lub probówka bez dodatków	R/D/C	1d
CA15-3 w PJC		Płyn z jamy ciała	Pojemnik na mocz lub probówka bez dodatków	R/D/C	1d
CA19-9 w PJC		Płyn z jamy ciała	Pojemnik na mocz lub probówka bez dodatków	R/D/C	1d
Chlorki w DZM		Mocz – zbiórka moczu	Pojemnik na mocz	R/D/C	1d
Chlorki w porcji moczu		Mocz	Pojemnik na mocz	R/D/C	1d
Chlorki w surowicy		Surowica	Probówka z białym korkiem	R/D/C	1d
Cholesterol całkowity		Surowica	Probówka z białym korkiem	R/D/C	1d
Cholesterol w PJC		Płyn z jamy ciała	Pojemnik na mocz lub probówka bez dodatków	R/D/C	1d
CRP w PJC		Płyn z jamy ciała	Pojemnik na mocz lub probówka bez dodatków	R/D/C	1d
Cyklosporyna A		Krew pełna wersenianowa	Probówka z czerwonym korkiem /EDTA/	R/D/C	1d
Cyklosporyna A po 120 min od podania leku		Krew pełna wersenianowa	Probówka z czerwonym korkiem /EDTA/	R/D/C	1d
Cytoza PJC		Płyn z jamy ciała	Probówka z czerwonym korkiem /EDTA/	R/D/C	1d
Czas protrombinowy PT profil		Osocze cytrynianowe 3,2%	Probówka z zielonym korkiem	R/D/C	1d
Czas trombinowy (TT)		Osocze cytrynianowe 3,2%	Probówka z zielonym korkiem	R/D/C	1d
Dabigatran przed podaniem kolejnej dawki leku		Osocze cytrynianowe 3,2%	Probówka z zielonym korkiem	R	1d
Dimer D		Osocze cytrynianowe 3,2%	Probówka z zielonym korkiem	R/D/C	1d
Erytrocyty dysmorficzne w świeżej porcji moczu		Mocz	Pojemnik na mocz	R	1d
Fencyklidyna (PCP)		Mocz	Pojemnik na mocz	R/D/C	1d
Ferrytyna		Surowica	Probówka z białym korkiem	R/D/C	1d
Fibrynogen		Osocze cytrynianowe 3,2%	Probówka z zielonym korkiem	R/D/C	1d
Fosforany w DZM		Mocz – zbiórka moczu	Pojemnik na mocz	R/D/C	1d
Fosforany w płynie dializacyjnym		Płyn dializacyjny	Probówka z białym korkiem	R/D/C	1d
Fosforany w porcji moczu		Mocz	Pojemnik na mocz	R/D/C	1d
Fosforany w surowicy		Surowica	Probówka z białym korkiem	R/D/C	1d
fT3 wolna trijodotyronina		Surowica	Probówka z białym korkiem	R/D/C	1d
fT4 wolna tyroksyna		Surowica	Probówka z białym korkiem	R/D/C	1d
Gazometria krwi tętniczej		Krew pełna heparynizowana	Probówkostrzykawka do gazometrii z czarnym korkiem	R/D/C	1d
Gazometria krwi żylniej		Krew pełna heparynizowana	Probówkostrzykawka do gazometrii z czarnym korkiem	R/D/C	1d
Gentamycyna		Surowica	Probówka z białym korkiem	R/D/C	1d
GGTP		Surowica	Probówka z białym korkiem	R/D/C	1d
Glukoza – OGTT	Glukoza na czczo, Glukoza 30 min. po obciążeniu, Glukoza 60 min. po obciążeniu, Glukoza 90 min. po obciążeniu, Glukoza 120 min. po obciążeniu, Glukoza 150 min. po obciążeniu, Glukoza 180 min. po obciążeniu, Glukoza 240 min. po obciążeniu	Surowica	Probówka z białym korkiem	R/D/C	1d

Glukoza na czczo		Surowica	Probówka z białym korkiem	R/D/C	1d
Glukoza przygodna		Surowica	Probówka z białym korkiem	R/D/C	1d
Glukoza w PJC		Płyn z jamy ciała	Pojemnik na mocz lub probówka bez dodatków	R/D/C	1d
Glukoza w płynie dializacyjnym		Płyn dializacyjny	Probówka z białym korkiem	R/D/C	1d
Glukoza w porcji moczu		Mocz	Pojemnik na mocz	R/D/C	1d
HBe antygen		Surowica	Probówka z białym korkiem	R/D/C	1d
HBs antygen		Surowica	Probówka z białym korkiem	R/D/C	1d **
HBs antygen - test potwierdzenia		Surowica	Probówka z białym korkiem	R	3d
hCG-beta - gonadotropina kosmówkowa w surowicy		Surowica	Probówka z białym korkiem	R/D/C	1d
HDL-cholesterol		Surowica	Probówka z białym korkiem	R/D/C	1d
Hematokryt w PJC		Płyn z jamy ciała	Probówka z czerwonym korkiem /EDTA/	R/D/C	1d
Hemoglobina glikowana (HbA1c)		Krew pełna wersenianowa	Probówka z czerwonym korkiem /EDTA/	R/C	1d roboczy
HIV (antygen p24 + przeciwciała HIV1/HIV2)		Surowica	Probówka z białym korkiem	R/D/C	1d **
HOMA IR	Glukoza na czczo, Insulina na czczo	Surowica na lodzie	Probówka z białym korkiem	R/D/C	1d
Homocysteina		Surowica na lodzie	Probówka z białym korkiem	R/D/C	1d
Hormon tyreotropowy TSH		Surowica	Probówka z białym korkiem	R/D/C	1d
Immunoglobuliny A /IgA/		Surowica	Probówka z białym korkiem	R/D/C	1d
Immunoglobuliny A /IgG/		Surowica	Probówka z białym korkiem	R/D/C	1d
Immunoglobuliny A /IgM/		Surowica	Probówka z białym korkiem	R/D/C	1d
Immunoglobuliny E całkowite /IgE/		Surowica	Probówka z białym korkiem	R/D/C	1d
Insulina		Surowica na lodzie	Probówka z białym korkiem	R/D/C	1d
Insulina na czczo		Surowica na lodzie	Probówka z białym korkiem	R/D/C	1d
Kał – badanie ogólne – profil	konsystencja, barwa, kształt/postać, kuleczki tłuszczu, włókna mięsne, ziarna skrobi, pasma śluzu	Kał	Pojemnik na kał	R	1d
Kał - krew utajona		Kał	Pojemnik na kał	R/D/C	1d
Ketamina (KET)		Mocz	Pojemnik na mocz	R/D/C	1d
Kiła (przeciwciała IGG i IGM) test przesiewowy		Surowica	Probówka z białym korkiem	R/D/C	1d **
Kinaza fosfokreatynowa (CK)		Surowica	Probówka z białym korkiem	R/D/C	1d
Kortyzol		Surowica	Probówka z białym korkiem	R/D/C	1d
Kreatynina		Surowica	Probówka z białym korkiem	R/D/C	1d
Kreatynina w DZM		Mocz – zbiórka moczu	Pojemnik na mocz	R/D/C	1d
Kreatynina w PJC		Płyn z jamy ciała	Pojemnik na mocz lub probówka bez dodatków	R/D/C	1d
Kreatynina w płynie dializacyjnym		Płyn dializacyjny	Probówka z białym korkiem	R/D/C	1d
Kreatynina w płynie z drenu		Płyn z drenu	Probówka z białym korkiem	R/D/C	1d
Kreatynina w porcji moczu		Mocz	Pojemnik na mocz	R/D/C	1d
Krzywa insulinowa po OGTT	Insulina na czczo, Insulina po 75g glukozy 30 min, Insulina po 75g glukozy 60 min, Insulina po 75g glukozy 120 min,	Surowica na lodzie	Probówka z białym korkiem	R/D/C	1d

	Insulina po 75g glukozy 180 min, Insulina po 75g glukozy 240 min, Insulina po 75g glukozy 360 min				
Kwas foliowy		Surowica	Probówka z białym korkiem	R/D/C	1d
Kwas moczowy		Surowica	Probówka z białym korkiem	R/D/C	1d
Kwas moczowy w DZM		Mocz – zbiórka moczu	Pojemnik na mocz	R/D/C	1d
Kwas moczowy w porcji moczu		Mocz	Pojemnik na mocz	R/D/C	1d
Kwas mykofenolowy po 120 min od podania leku		Osocze wersenianowe	Probówka z czerwonym korkiem /EDTA/	R/D/C	1d
Kwas mykofenolowy po 30 min od podania leku		Osocze wersenianowe	Probówka z czerwonym korkiem /EDTA/	R/D/C	1d
Kwas mykofenolowy przed podaniem leku		Osocze wersenianowe	Probówka z czerwonym korkiem /EDTA/	R/D/C	1d
LDH (dehydrogenaza mleczanowa)		Surowica	Probówka z białym korkiem	R/D/C	1d
LDH w PJC		Płyn z jamy ciała	Pojemnik na mocz lub probówka bez dodatków	R/D/C	1d
Liczba krwinek białych w płynie dializacyjnym		Płyn dializacyjny	Probówka z czerwonym korkiem /EDTA/	R/D/C	1d
Liczba krwinek białych w płynie z drenu		Płyn z drenu	Probówka z czerwonym korkiem /EDTA/	R/D/C	1d
Lipaza w PJC		Płyn z jamy ciała	Pojemnik na mocz lub probówka bez dodatków	R/D/C	1d
Lipaza w płynie z drenu		Płyn z drenu	Probówka z białym korkiem	R/D/C	1d
Lipaza w surowicy		Surowica	Probówka z białym korkiem	R/D/C	1d
Lipidogram	Cholesterol całkowity, LDL – cholesterol wyliczany, HDL-cholesterol, Triglicerydy (TG)	Surowica	Probówka z białym korkiem	R/D/C	1d
Magnez w DZM		Mocz – zbiórka moczu	Pojemnik na mocz	R/D/C	1d
Magnez w porcji moczu		Mocz	Pojemnik na mocz	R/D/C	1d
Magnez w surowicy		Surowica	Probówka z białym korkiem	R/D/C	1d
Marihuana Syntetyczna (SPC)		Mocz	Pojemnik na mocz	R/D/C	1d
Mleczany		Osocze wersenianowe	Probówka z czerwonym korkiem /EDTA/	R/D/C	1d
Mleczany w PJC		Płyn z jamy ciała	Probówka z czerwonym korkiem /EDTA/	R/D/C	1d
Mocznik		Surowica	Probówka z białym korkiem	R/D/C	1d
Mocznik w DZM		Mocz – zbiórka moczu	Pojemnik na mocz	R/D/C	1d
Mocznik w PJC		Płyn z jamy ciała	Pojemnik na mocz lub probówka bez dodatków	R/D/C	1d
Mocznik w płynie dializacyjnym		Płyn dializacyjny	Probówka z białym korkiem	R/D/C	1d
Mocznik w płynie z drenu		Płyn z drenu	Probówka z białym korkiem	R/D/C	1d
Mocznik w porcji moczu		Mocz	Pojemnik na mocz	R/D/C	1d
Morfologia krwi z automatycznym różnicowaniem leukocytów		Krew pełna wersenianowa	Probówka z czerwonym korkiem /EDTA/	R/D/C	1d
Morfologia krwi z automatycznym różnicowaniem leukocytów + mikroskopowy rozmaz krwi		Krew pełna wersenianowa	Probówka z czerwonym korkiem /EDTA/	R/D/C	1-3d
Morfologia krwi z automatycznym różnicowaniem leukocytów + Retikulocyty		Krew pełna wersenianowa	Probówka z czerwonym korkiem /EDTA/	R/D/C	1d
Morfologia krwi z automatycznym różnicowaniem leukocytów + Retikulocyty + mikroskopowy rozmaz krwi		Krew pełna wersenianowa	Probówka z czerwonym korkiem /EDTA/	R/D/C	1-3d

Morfologia podstawowa		Krew pełna wersenianowa	Probówka z czerwonym korkiem /EDTA/	R/D/C	1d
Multiplate – ocena funkcji płytek (ASPItest, ADPtest, TRAPtest)		Krew pełna Hirudyna	Probówka z ciemnozielonym korkiem	R Dostarczenie próbki do godz. 10:00	1d
NT-proBNP		Surowica	Probówka z białym korkiem	R/D/C	1d
OB odczyn opadania krwinek czerwonych		Krew pełna cytrynianowa 3,8%	Probówka z fioletowym korkiem	R/D/C	1d
Odczyn antystreptolizynowy (ASO)		Surowica	Probówka z białym korkiem	R/D/C	1d
Osmolalność surowicy		Surowica	Probówka z białym korkiem	R/D/C	1d
Osmolalność w porcji moczu		Mocz	Pojemnik na mocz	R/D/C	1d
Panel 12-narkotyków	Benzodiazepiny (BZD), Amfetamina (AMP), Morfina/Opiaty (MOR) Barbiturany (BAR), Ekstazy (MDMA), Metadon (MTD), Kokaina (COC), Metamfetamina (MET), Kanabinoidy (THC), Fentanyl (FEN), Tricykliczne antydepresanty (TCA), Buprenorfina (BUP)	Mocz	Pojemnik na mocz	R/D/C	1d
Pasożyty w kale		Kał - próbka nr 1 Kał - próbka nr 2 kał - próbka nr 3	Pojemnik na kał	R Dostarczenie próbki pon.-czw.	3-5d
Peptyd C		Surowica na lodzie	Probówka z białym korkiem	R/D/C	1d
Płytki krwi pobrane na siarczan magnezowy (ThromboExact)		Krew pełna (siarczan magnezu)	Probówka z bordowym korkiem	R/D/C	1d
Potas w DZM		Mocz – zbiórka moczu	Pojemnik na mocz	R/D/C	1d
Potas w PJC		Płyn z jamy ciała	Pojemnik na mocz lub probówka bez dodatków	R/D/C	1d
Potas w płynie dializacyjnym		Płyn dializacyjny	Probówka z białym korkiem	R/D/C	1d
Potas w płynie z drenu		Płyn z drenu	Probówka z białym korkiem	R/D/C	1d
Potas w porcji moczu		Mocz	Pojemnik na mocz	R/D/C	1d
Potas w surowicy		Surowica	Probówka z białym korkiem	R/D/C	1d
Prealbumina w surowicy		Surowica	Probówka z białym korkiem	R/D/C	1d
Prokalcytonina		Surowica	Probówka z białym korkiem	R/D/C	1d
Prolaktyna		Surowica	Probówka z białym korkiem	R/D/C	1d
Prolaktyna po TRH 15 min		Surowica	Probówka z białym korkiem	R/D/C	1d
Prolaktyna po TRH 30 min		Surowica	Probówka z białym korkiem	R/D/C	1d
Prolaktyna po TRH 60 min		Surowica	Probówka z białym korkiem	R/D/C	1d
Przeciwciała anty - HAV IgG		Surowica	Probówka z białym korkiem	R/D/C	1d
Przeciwciała anty - HAV IgM		Surowica	Probówka z białym korkiem	R/D/C	1d
Przeciwciała anty CCP (anty CCP) p/c przeciw cyklicznemu cytrulinowanemu peptydowi		Surowica	Probówka z białym korkiem	R/D/C	1d
Przeciwciała anty HCV (anty HCV)		Surowica	Probówka z białym korkiem	R/D/C	1d**
Przeciwciała przeciw CMV - IgG		Surowica	Probówka z białym korkiem	R/D/C	1d
Przeciwciała przeciw CMV - IgM		Surowica	Probówka z białym korkiem	R/D/C	1d
Przeciwciała przeciw EBV EBNA IgG		Surowica	Probówka z białym korkiem	R/D/C	1d
Przeciwciała przeciw EBV VCA IgG		Surowica	Probówka z białym korkiem	R/D/C	1d
Przeciwciała przeciw EBV VCA IgM		Surowica	Probówka z białym korkiem	R/D/C	1d

Przeciwciała przeciw HBc całkowite (antyHBc)		Surowica	Probówka z białym korkiem	R/D/C	1d
Przeciwciała przeciw HBe całkowite (antyHBe)		Surowica	Probówka z białym korkiem	R/D/C	1d
Przeciwciała przeciw HBs całkowite (antyHBs)		Surowica	Probówka z białym korkiem	R/D/C	1d
Przeciwciała przeciw peroksydazie tarczycowej (ATPO)		Surowica	Probówka z białym korkiem	R/D/C	1d
Przeciwciała przeciw SARS-CoV-2 IgG - ilościowo (anty-S)		Surowica	Probówka z białym korkiem	R/D/C	1d
Przeciwciała przeciw SARS-CoV-2 IgG - półilościowo		Surowica	Probówka z białym korkiem	R/D/C	1d
Przeciwciała przeciw WZW typu B - anty HBc IgM		Surowica	Probówka z białym korkiem	R/D/C	1d
Przeciwciała przeciw SARS-CoV-2, przeciwciała IgM półilościowo		Surowica	Probówka z białym korkiem	R/D/C	1d
Przeciwciała przeciwko Toxoplazmozie IgG		Surowica	Probówka z białym korkiem	R/D/C	1d
Przeciwciała przeciwko Toxoplazmozie IgM		Surowica	Probówka z białym korkiem	R/D/C	1d
PSA całkowite		Surowica	Probówka z białym korkiem	R/D/C	1d
PTH (Parathormon)		Surowica na lodzie	Probówka z białym korkiem	R/D/C	1d
RF (czynnik reumatoidalny)		Surowica	Probówka z białym korkiem	R/D/C	1d
Rywaroksaban przed podaniem kolejnej dawki leku		Osocze cytrynianowe 3,2%	Probówka z zielonym korkiem	R	1d
Sirolimus		Krew pełna wersenianowa	Probówka z czerwonym korkiem /EDTA/	R wykonywane w czwartki	1d
Sód w DZM		Mocz – zbiórka moczu	Pojemnik na mocz	R/D/C	1d
Sód w płynie dializacyjnym		Płyn dializacyjny	Probówka z białym korkiem	R/D/C	1d
Sód w porcji moczu		Mocz	Pojemnik na mocz	R/D/C	1d
Sód w surowicy		Surowica	Probówka z białym korkiem	R/D/C	1d
Amikacyna		Surowica	Probówka z białym korkiem	R/D/C	1d
Tacrolimus		Krew pełna wersenianowa	Probówka z czerwonym korkiem /EDTA/	R/D/C	1d
Test insulinemii poposiłkowej	Insulina 1h po posiłku, Insulina 2h po posiłku	Probówka z białym korkiem	Probówka z białym korkiem	R/D/C	1d
Testosteron		Surowica	Probówka z białym korkiem	R/D/C	1d
TIBC PAKIET	TIBC	Probówka z białym korkiem	Probówka z białym korkiem	R/D/C	1d
	wysycenie transferryny TFS%	Probówka z białym korkiem	Probówka z białym korkiem	R/D/C	1d
	UIBC	Probówka z białym korkiem	Probówka z białym korkiem	R/D/C	1d
	Żelazo	Probówka z białym korkiem	Probówka z białym korkiem	R/D/C	1d
Transferyna		Surowica	Probówka z białym korkiem	R/D/C	1d
Triglicerydy (TG)		Surowica	Probówka z białym korkiem	R/D/C	1d
Triglicerydy w PJC		Płyn z jamy ciała	Pojemnik na mocz lub probówka bez dodatków	R/D/C	1d
Troponina Ths STAT w surowicy		Surowica	Probówka z białym korkiem	R/D/C	1d
Wankomycyna po 120 min od podania leku		Osocze wersenianowe	Probówka z czerwonym korkiem /EDTA/	R/D/C	1d
Wankomycyna po 30 min od podania leku		Osocze wersenianowe	Probówka z czerwonym korkiem /EDTA/	R/D/C	1d
Wankomycyna przed podaniem leku		Osocze wersenianowe	Probówka z czerwonym korkiem /EDTA/	R/D/C	1d
Wankomycyna we wlewie ciągłym		Osocze wersenianowe	Probówka z czerwonym korkiem /EDTA/	R/D/C	1d
Wapń całkowity (Ca) w surowicy		Surowica	Probówka z białym korkiem	R/D/C	1d

Wapń w DZM	Mocz – zbiórka moczu	Pojemnik na mocz	R/D/C	1d
Wapń w płynie dializacyjnym	Płyn dializacyjny	Probówka z białym korkiem	R/D/C	1d
Wapń w porcji moczu	Mocz	Pojemnik na mocz	R/D/C	1d
Witamina B12	Surowica	Probówka z białym korkiem	R/D/C	1d
Witamina D 3 (25-OH)	Surowica	Probówka z białym korkiem	R/D/C	1d
Wskaźnik ACR albumina/kreatynina w moczu /profil/	Mocz	Pojemnik na mocz	R/D/C	1d
Zasób zasad (dwuwęglany HCO ₃ ⁻)	Surowica	Probówka z białym korkiem	R/D/C	1d
Żelazo	Surowica	Probówka z białym korkiem	R/D/C	1d

1d** - w przypadku uzyskania wyniku reaktywnego czas oczekiwania na wynik wynosi 2-3 dni.