



Piecątka Zlecniodawcy

UNIWERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNE WUM
DZIECIĘCY SZPITAL KLINICZNY IM. JÓZEFA POLIKARPA BRUDZIŃSKIEGO
ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa
LABORATORIUM DZIECIĘCEGO SZPITALA KLINICZNEGO IM. JÓZEFA POLIKARPA BRUDZIŃSKIEGO
tel. 22 317-9501; 9499; 9511
laboratorium.dsk@uckwum.pl

Miejsce na etykietę z kodem
kreskowym

Zlecenie na badania laboratoryjne do LABORATORIUM DSK

Dane Pacjenta

Nazwisko:.....Imię:..... Data urodzenia:.....PESEL: Płeć: K M

Tel. pacjenta/opiekuna:.....Oddział:.....tel. do lekarza zlecającego badania:.....

BIOCHEMIA- surowica

- | | |
|---|---|
| ☐ 295-Białko C-reaktywne (CRP) | ☐ 308-Cholesterol całkowity |
| ☐ 373-Prokalcytonina (PCT) | ☐ 326-HDL-Cholesterol |
| ☐ 319- Glukoza na czczo | ☐ 380-Triglicerydy (TG) |
| ☐ 320- Glukoza przygodna | ☐ 351-Lipidogram (Pakiet) |
| ☐ 359- Mocznic | ☐ 388- Żelazo (FE) |
| ☐ 335- Kreatynina | ☐ 428 -TIBC (Pakiet) |
| ☐ 10214-Kreatynina do 16 r.ż. | ☐ 294- Białko całkowite (TP) |
| ☐ 341- Kwas moczowy | ☐ 272-Albumina |
| ☐ 297-Bilirubina całkowita (BT) | ☐ 329- Immunoglobuliny A |
| ☐ 296-Bilirubina bezpośrednia (związana)(BC) | ☐ 331- Immunoglobuliny G |
| ☐ 298-Bilirubina frakcje (Pakiet) | ☐ 333-Immunoglobuliny M |
| ☐ 286- AST | ☐ 302- C3 składowa dopełniacza |
| ☐ 279- ALT | ☐ 303- C4 składowa dopełniacza |
| ☐ 318- GGTP | ☐ 11006-Alfa1-Antytrypsyna (AAT) |
| ☐ 278- ALP/ Fosfataza alkaliczna | ☐ 325- Haptoglobina |
| ☐ 345-LDH | ☐ 6042-Cystatyna C |
| ☐ 285-Amylaza | ☐ 366- ASO |
| ☐ 349-Lipaza | |

MOCZ -ANALITYKA

- | | |
|--|---|
| ☐ 10213- Kwasy żółciowe (TBA) | ☐ 424-Badanie ogólne moczu (profil) |
| ☐ 228 - C-peptyd | ☐ 10198-Panel 10 narkotyków (DSK) |
| ☐ 224 – Insulina na czczo | ☐ 10199 - HCG w moczu (Test przesiewowy) |
| ☐ 223 - Insulina | ☐ 10200-Próba zagęszczenia moczu |
| ☐ 400- HOMA IR pakiet | ☐ 10201-pH moczu pod parafiną |
| ☐ 387- Witamina B12 | ☐ 10202-Ocena krwinkomoczu |
| ☐ 251-Witamina D3 (25-OH) | ☐ 10204-Rzęsistek w moczu |
| ☐ 340- Kwas foliowy | ☐ 10211-Cystyna w moczu (DSK) |
| ☐ 311-Ferrytyna | |
| ☐ 368-Osmolalność | |

ELEKTROLITY - surowica

- ☐ 377-Sód (Na)
- ☐ 372- Potas (K)
- ☐ 307-Chlorki (Cl)
- ☐ 384-Wapń całkowity (Ca)
- ☐ 315-Fosforany (P)
- ☐ 352-Magnez (Mg)

MARKERY ONKO - surowica

- ☐ 212- CA 125 w surowicy
- ☐ 11014 -HE-4
- ☐ 208 -Alfa-fetoproteina (AFP)
- ☐ 766- NSE (Neurospecyficzna enolaza)
- ☐ 11016- B-HCG (gonadotropina kosmówkowa + podjedn. beta)

MARKERY KARDIOLOGICZNE- surowica

- ☐ 334- Kinaza fosfokreatynowa (CK)
- ☐ 365 - NT-proBNP
- ☐ 6044 - Troponina I (hsTnI)

BIOCHEMIA – osocze EDTA-K2

- ☐ 624- ACTH (z wkładem chłodzi.)
- ☐ 327-Hemoglobina glikowana (HbA1)
- ☐ 280- Amoniak (NH3)

BIOCHEMIA-osocze Fluorek

- ☐ 356- Mleczany (LAC)

HEMATOLOGIA - krew pełna

- ☐ 6 - Morfologia z automatycznym różnicowaniem leukocytów (EDTA)
- ☐ 1- Morfologia z automatycznym różnicowaniem leukocytów + Retikulocyty (RET)- EDTA
- ☐ 5-Mikroskopowy rozmaz krwi EDTA
- ☐ 6046- Morfologia krwi podstawowa -8-parametrowa (bez różnicowania 5diff) – EDTA
- ☐ 6067 – Retikulocyty- EDTA
- ☐ 2- OB -cytrynian 3,8%
- ☐ 3- Płytki krwi - cytrynian 3,2 %
- ☐ 4- Płytki krwi -ThromboExact
- ☐ 11018 -Rozmaz –Prac. Cytohematologii (EDTA)

BIOCHEMIA-OGTT osocze Fluorek

- ☐ 319 - Glukoza na czczo
- ☐ 6037- Glukoza 60 min. po obciąż.
- ☐ 6038 - Glukoza 120 min. po obciąż.
- ☐ 4218 - Glukoza 150 min. po obciąż.
- ☐ 6036 - Glukoza 180 min. po obciąż.

KOAGULOLOGIA- Cytrynian 3,2%

- ☐ 207- Czas protrombinowy PT
- ☐ 203-APTT
- ☐ 206-Fibrynogen
- ☐ 205-Dimer D
- ☐ 202-Antyfibrinogenu
- ☐ 204-Czas trombinowy (TT)
- ☐ 200-Aktywność anty-Xa-LMWH
- ☐ 201-Aktywność anty-Xa- UFH
- ☐ 6061-Aktywność cz. VIII
- ☐ 11000-Aktywność cz. VIII chr.
- ☐ 6066-Aktywność cz. vWF (vWF:RCo)
- ☐ 503- Antygen vWF (vWF:AG)
- ☐ 6156-Inhibitor czynnika VIII
- ☐ 6157-Inhibitor czynnika IX
- ☐ 6057 -Białko C Aktywność
- ☐ 6159-Czas okluzji-Colagen/ADP
- ☐ 6159- Czas okluzji-Colagen/EPI
- ☐ 6058-Aktywność cz. II
- ☐ 6059-Aktywność cz. V
- ☐ 6060-Aktywność cz. VII
- ☐ 6062- Aktywność cz. IX
- ☐ 6063- Aktywność cz. X
- ☐ 6064- Aktywność cz. XI
- ☐ 6065- Aktywność cz. XII
- ☐ 6155- Aktywność cz. XIII

HORMONY - surowica

- ☐ 328-Hormon tyreotropowy TSH
- ☐ 316-fT3
- ☐ 317-fT4
- ☐ 237-Anty-TPO
- ☐ 626-Anty-TG
- ☐ 218-FSH
- ☐ 227-LH
- ☐ 217-Estradiol
- ☐ 250-Testosteron
- ☐ 229-Progesteron
- ☐ 599- 17-OH-Progesteron
- ☐ 6161-Androstendion
- ☐ 230- Prolaktyna
- ☐ 226- Kortyzol
- ☐ 6047- GH (hormon wzrostu)
- ☐ 6160- IGFBP-3
- ☐ 247- PTH (Parathormon)

KAŁ /INNE - kał

- ☐ 422-Kał-badanie ogólne - profil
- ☐ 423 - Krew utajona
- ☐ 10209- Kalprotektyna w kale
- ☐ 11020 - pH kału
- ☐ 402 Pasożyty w kale (próbka 1)
- ☐ 403 Pasożyty w kale (próbka 2)
- ☐ 404 Pasożyty w kale (próbka 3)
- ☐ 10205-Antygen Giardia lamblia w kale (próbka 1)
- ☐ 10206-Antygen Giardia lamblia w kale (próbka 2)
- ☐ 10207-Owsiki metodą Grahama (próbka 1)
- ☐ 10208-Owsiki metodą Grahama (próbka 2)

WIRUSY/PRZECIWCIAŁA

surowica

- ☐ 220-HBs antygen
- ☐ 245-Przeciwciała przeciw HBs - całkowite
- ☐ 236-Przeciwciała przeciw HCV
- ☐ 222- HIV (1/2 COMBO)
- ☐ 225 - Kiła (przeciwciała IGG i IGM) test przesiewowy
- ☐ 231-P/ciała przeciw CMV IgG
- ☐ 232-P/ciała przeciw CMV IgM
- ☐ 1155- P/ciała przeciwko wirusowi różyczki IgG
- ☐ 1156- P/ciała przeciwko wirusowi różyczki IgM

INNE/ Surowica

- ☐ 8101 –Rozpuszczalny receptor dla interleukiny 2 (sIL-2R/sCD25) met. CLIA
- ☐ 11059-Erytropoetyna met. CLIA (EPO)

**** Dotyczy zleceń od kontrahentów zewnętrznych**

MOCZ - BIOCHEMIA

☐ MOCZ - POJEDYNCZA PORCJA

- ☐ 291-Białko całkowite
- ☐ 11021-Białko ortostatyczne przed pionizacją
- ☐ 11022-Białko ortostatyczne po pionizacji
- ☐ 271-Albumina
- ☐ 337-Kreatynina
- ☐ 273-Wskaźnik ACR alb/krea w moczu
- ☐ 281-Amylaza
- ☐ 321-Glukozą
- ☐ 361-Mocznik
- ☐ 386-Wapń
- ☐ 313-Fosforany
- ☐ 354-Magnez
- ☐ 343-Kwas moczowy
- ☐ 376-Sód
- ☐ 370-Potas
- ☐ 304-Chlorki
- ☐ 367-Osmolalność

MOCZ – met. GCMS

☐ MOCZ - POJEDYNCZA PORCJA

- ☐ 1188 – Profil kwasów organicznych w moczu met. GCMS

☐ DOBOWA ZBIÓRKA MOCZU

Objętość DZM -ml

- ☐ 290-Białko całkowite w DZM
- ☐ 270-Albumina w DZM
- ☐ 336-Kreatynina w DZM
- ☐ 312-Fosforany w DZM
- ☐ 385-Wapń w DZM
- ☐ 353-Magnez w DZM
- ☐ 342-Kwas moczowy w DZM
- ☐ 375-Sód w DZM
- ☐ 369-Potas w DZM
- ☐ 305-Chlorki w DZM
- ☐ 360-Mocznik w DZM
- ☐ 6163-Kortyzol w DZM

- ☐ 571- **KATECHOLAMINY, METANEFRYNY I SEROTONINA** w * DZM metodą LC-MS/MS

METABOLITY KATECHOLAMIN w *DZM met. LC-MS/MS

- ☐ 639- Kwas wanilinomigdałowy (VMA) w DZM
- ☐ 640-Kwas homowanilinowy (HVA) w DZM
- ☐ 641 -Kwas 5-hydroksyindolooctowy (5-HIAA) w DZM

**DZM przechowywać w 2-8C przez 24 h po wcześniejszym zakwaszeniu moczu 6N HCl)*

GAZOMETRIA- heparyna Li

- ☐ 391- RKZ – krew tętniczkowa
- ☐ 390- RKZ – krew żylna
- ☐ 6049-Wapń zjonizowany (Ca2+)
- ☐ 556- Methemoglobina

- ☐ 10218-**Metanefryny w osoczu**

Próbka krwi pobranej na EDTA min. 1,6 ml

Próbkę krwi na EDTA min. 1,6 ml należy pobrać w pozycji leżącej, po 30 min leżenia

Pacjent powinien być na czczo.

Po pobraniu jak najszybciej dostarczyć do Laboratorium DSK (transport w temp. 2-8°

DATA I GODZ. POBRANIA MATERIAŁU:

.....

PODPIS OSOBY POBIERAJĄCEJ:

.....

DATA I GODZ. DOSTARCZENIA MATERIAŁU DO LABORATORIUM:

.....

****Wyrażam zgodę na pokrycie kosztów badania/-ń**

Lekarz zlecający / Kierownik Kliniki (pieczętka, podpis) lub Pacjent komercyjny (podpis)	**Przedstawiciel Księgowości (pieczętka, podpis)	* Dyrektor Placówki (pieczętka, podpis)